



ENERGY TO HEALTHCARE


# Catalogue de Produits Esthétiques Lumenis

[LUMENIS.COM/AESTHETIC](https://www.lumenis.com/aesthetic)

 Lumenis®  
Energy to Healthcare

# Lumenis – Cinq décennies d'innovation

Plus de 50 000 systèmes installés sur 6 continents



# Traitements

	LightSheer QUATTRO	PiQo <sup>4</sup>	Legend Pro+	FemTouch	SPLENDOR X	NuEra	Stellar M22	ResurFX	UltraPulse	AcuPulse
Épilation	✓				✓		✓			
Réduction permanente de la pilosité	✓				✓		✓			
Pseudo-folliculite de la barbe	✓				✓					
Lésions pigmentaires bénignes	✓				✓		✓			
Lésions vasculaires bénignes et veines des jambes	✓				✓		✓			
Réduction des rides	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Photorajeunissement							✓			
Mélasma							✓	✓		
Rosacée							✓			
Détatouage		✓					✓			
Tonification de la peau par le traitement de lésions pigmentaires		✓					✓			
Acné							✓			
Resurfaçage cutané non ablatif		✓	✓				✓	✓		
Dyschromie							✓	✓	✓	✓
Stries							✓	✓		
Rides profondes									✓	✓
Cicatrices d'acné							✓	✓	✓	✓
Cicatrices chirurgicales							✓	✓	✓	✓
Resurfaçage fractionnel ablatif									✓	✓
Domages dus au soleil		✓					✓		✓	✓
Blépharoplastie									✓	✓
Marques de peau, verrues, petites tumeurs									✓	✓
Syringomes										
Révision de cicatrices SCAAR FX™									✓	
Santé féminine				✓						✓
Réduction cellulite			✓			✓				
Lissage de la peau			✓			✓				
Laxité de la peau		✓	✓			✓				
Réduction non invasive de la circonférence corporelle			✓			✓				
Resserrement de la peau			✓			✓				
Réduction non invasive de la graisse corporelle						✓				



# LIGHTSHEER

This is how confidence feels

## LightSheer® QUATTRO™

Dernier né de la famille de produits LightSheer, LightSheer QUATTRO est une plateforme complète pour l'épilation au laser diode. Elle peut traiter tous les types de peau avec des longueurs d'onde de 805 nm et 1060 nm. Adaptée à tous les cabinets, elle offre des traitements rapides et confortables avec des résultats durables.

Haute vitesse  
HS (22x35mm)

ChillTip  
XC (12x12mm)

ChillTip  
ET (9X9mm)



### Technologie à haute vitesse assistée sous vide

- › Grande taille de spot permettant d'utiliser une basse fluence pour des traitements rapides et confortables
- › Sans anesthésie topique ni gels
- › Supprime les temps de préparation
- › Couverture plus large pour des traitements plus rapides

### Technologie de refroidissement par contact ChillTip Sapphire

- › Conçue pour traiter les zones de petite taille requérant une précision maximale et une fluence élevée
- › Refroidissement continu par contact pour une protection de l'épiderme et un confort accru

### Extensive et évolutive

- › Portable de faible encombrement
- › Adaptée à tout type de cabinet
- › Fonctionnalités évolutives : s'adapte à la croissance de votre cabinet
- › Connectivité à distance pour l'assistance technique

### Une expérience utilisateur de pointe

- › Interface utilisateur graphique avancée – Préréglages intuitifs pour accélérer la courbe d'apprentissage et faciliter la délégation des traitements
- › Design primé par son grand écran tactile

ÉPILATION

RÉDUCTION PERMANENTE DE LA PILOSITÉ

PSEUDO-FOLLICULITE DE LA BARBE

LÉSIONS PIGMENTAIRES BÉNIGNES


LÉSIONS VASCULAIRES BÉNIGNES

RIDES

#### Pièce à main haute vitesse



AVANT



APRÈS

Suivi à un an après 5 traitements

Avec l'aimable autorisation du Dr Girish Munavalli.

#### Pièce à main ET



AVANT



APRÈS

Suivi à 14 mois après 2 traitements

Avec l'aimable autorisation des Dr Valeria B. Campos, Dr Christine C. Dierickx ; Dr R. Rox Anderson.

Avec plus de 70 études cliniques prouvant l'efficacité de nos traitements, la famille LightSheer est une référence dans le secteur

LightSheer est destiné à être utilisé uniquement par des médecins qualifiés et peut présenter certains risques tels que des rougeurs, des gonflements et des pigmentations. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des indications, contre-indications et risques.



## L'appareil le plus puissant pour la dépigmentation

La nouvelle solution photoacoustique pour le détatouage, la dépigmentation et le resurfaçage de la peau.



### Pico + Nano

La combinaison Pico + Nano offre des meilleurs résultats et réduit le nombre de sessions nécessaires.

### 4 Longueurs d'onde

PiQo<sup>4</sup> peut être utilisé sur tous les types de peau Fitzpatrick pour la dépigmentation et la destruction efficace des couleurs d'encre les plus populaires.

### Haute énergie et traitement en profondeur

Avec une énergie 2-3 fois supérieure à celle de la concurrence, PiQo<sup>4</sup> offre une taille de spot de 15 mm pour pénétrer plus profondément dans les tissus afin de détruire les pigments les plus résistants.


### Appareil de dépigmentation à la pointe de la technologie



### Pigmentations indésirables et lésions

- IRRÉGULARITÉS DE LA PEAU
- TONIFICATION ET RAJEUNISSEMENT GÉNÉRAL DE LA PEAU
- DOMMAGES DUS AU SOLEIL
- RIDES ET RIDULES DU VISAGE (RHYTIDES)
- DÉTATOUAGE
- PIGMENTATION CUTANÉE ASSOCIÉE AU PHOTOVIELLISSEMENT


#### Détatouage



Après 1 traitement

Avec l'aimable autorisation de Pigment - Laser Tattoo Removal

#### Traitement pigmentation



Après 1 traitement

Avec l'aimable autorisation du Dr David J. Goldberg, JD, spécialiste en chirurgie et laser de la peau de NY et NJ

PiQo<sup>4</sup> est destiné à être utilisé uniquement par des professionnels qualifiés et peut présenter certains risques tels que des érythèmes, des œdèmes et des blanchiments. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques. Non médical CE.



# Legend Pro+

Dare to imagine

## Plateforme assistée par RF pour traiter le visage et le corps

Indolore et sans saignement, temps d'arrêt minimal. Du resurfaçage des couches supérieures de la peau à la stimulation des muscles sous-jacents, en passant par la régénération de collagène et d'élastine dans le derme profond, Legend Pro+ propose une méthode unique d'ablation par électrodes ultraminces assistée par RF combinée à l'activation musculaire dynamique (DMA™) et à TriPollar® RF de troisième génération.



### TriPollar®

Déclenche la régénération des fibres de collagène et d'élastine, en fournissant une énergie RF focalisée de manière sûre et efficace, entraînant un échauffement contrôlé du derme profond.



### Hybrid Energy™

Déclenche la régénération de la peau par l'application d'électrodes ultraminces assistées par RF en créant des micro-plaies contrôlées, suivies d'un courant continu/galvanique.



### TriFractional™

Améliore et affine la texture de la peau par l'application d'une ablation par électrodes ultraminces assistée par RF avec échauffement volumétrique contrôlé.



### TriFractional™

Technologie d'activation musculaire dynamique pour tonifier et lifter la couche SMAS. Crée un effet « lifting », tonifie et modèle les muscles dans la zone de traitement.

RESSEREMENT DE LA PEAU

RÉDUCTION DE LA CELLULITE

ABALATION CUTANÉE

RÉDUCTION DE LA CIRCONFÉRENCE CORPORELLE

#### TriPollar® and DMA™



AVANT



APRÈS

Après 5 traitements  
Clinique interne

#### Hybrid Energy™



AVANT



APRÈS

Après 3 traitements  
Avec l'aimable autorisation du Dr Alex Levenberg.

#### TriFractional™



AVANT



APRÈS

Après 3 traitements  
Avec l'aimable autorisation du Dr Cruzira Salazar.

#### Hybrid Energy™



AVANT



APRÈS

Après 4 traitements  
Avec l'aimable autorisation du Dr Matteo Tretti Clementoni.

Legend Pro+ est destiné à être utilisé uniquement par des médecins qualifiés et peut présenter certains risques tels que des œdèmes ou des érythèmes. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques.



# SPLENDOR X

This is how confidence feels

Le laser révolutionnaire pour l'épilation combinant les longueurs d'onde Alexandrite et Nd:YAG et doté de la technologie BLEND X

Extrêmement puissant, SPLENDOR X™ pousse le traitement vers de nouveaux sommets. Fluence élevée, grande taille du spot et taux de répétition rapide.



## Technologie BLEND X : Alexandrite et Nd:YAG

SPLENDOR X permet l'émission simultanée et synchronisée de longueurs d'onde. Il est également possible de régler la proportion de chaque longueur d'onde pour adapter le traitement, en fonction du type de peau, de la pigmentation et de l'épaisseur des poils du patient, pour un traitement sûr et efficace.

## Puissance extrême, vitesse sans précédent

SPLENDOR X est extrêmement puissant. Il offre un taux de couverture rapide en combinant une fluence élevée, des longueurs d'onde réglables, une grande taille de spot et un taux de répétition élevé.

## Taille révolutionnaire du spot carré

Le spot révolutionnaire de forme carrée permet une couverture plus rapide et uniforme de la zone à traiter, les spots de plus grande taille pénètrent

plus profondément. Sans chevauchements, sans brûlures et sans retouches des zones manquées.

## Pièce à main ergonomique avancée

La pièce à main SPLENDOR X intègre à la fois un aspirateur de fumée et un système de refroidissement, pour un confort inégalé.

## Aspirateur de fumée intégré

Un aspirateur de fumée et un filtre HEPA intégrés permettent de créer un environnement sans fumée et d'assurer le bien-être du praticien et du patient.

## DCS (Dual Cooling System)

Combinaison de Cryo-Touch et Cryo-Air pour un confort maximal du patient pendant le traitement.

LÉSIONS PIGMENTAIRES BÉNIGNES

LÉSIONS VASCULAIRES BÉNIGNES

ÉPILATION

PSEUDO-FOLLICULITE DE LA BARBE

RÉDUCTION PERMANENTE\* DE LA PILOSITÉ

RÉDUCTION DES RIDES



Avec l'aimable autorisation de Lumenis Ltd.



Avec l'aimable autorisation de Lumenis Ltd.



SPLENDOR X est destiné à être utilisé uniquement par des médecins qualifiés et peut présenter certains risques tels que des rougeurs, des gonflements et des pigmentations. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des indications, contre-indications et risques.



# NuEra Tight

Speaks your body language

Plateforme personnalisée pour le modelage du corps, le raffermisssement de la peau, la réduction de la cellulite et des rides

NuEra Tight établit un nouveau niveau de personnalisation, du contrôle de la profondeur du traitement à l'aide du FocalRF aux électrodes multiples pour traiter toute zone du corps, sans temps d'arrêt.



## Le seul système pour traiter le corps dont vous avez besoin

- › Haute puissance
- › Profondeur de traitement contrôlée
- › Contrôle automatique de la température- jusqu'à 45°C
- › Adaptation parfaite - toute taille et tout type de corps

## FocalRF – Contrôle de la profondeur de traitement

Traiter les tissus à la bonne profondeur est la clé d'un traitement réussi. La technologie FocalRF permet pour la première fois aux médecins de contrôler la profondeur du traitement en plusieurs étapes, de l'échauffement superficiel à l'échauffement profond. En ciblant la bonne profondeur

de tissu, vous pouvez traiter avec succès tout patient, toute zone du corps et toute épaisseur du tissu.

## NuLogic – Nouveau protocole de traitement

La technologie NuLogic établit un nouveau niveau de traitement personnalisé.

Le protocole de traitement NuLogic combine plusieurs paramètres de traitement en une seule séance.

Pour la première fois, les médecins ont davantage de contrôle pour traiter les couches de tissu individuellement avec les paramètres appropriés pour chaque composition de tissu ou traiter plusieurs indications à la fois pour une session de traitement plus efficace.

RÉDUCTION DE LA GRAISSE

RIDES ET RHYTIDES

RESSEREMENT DE LA PEAU

RÉDUCTION DE LA CIRCONFÉRENCE

DÉGÉNÉRESCENCE DU COLLAGÈNE



AVANT



APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Concita Muneratti - Italie




AVANT



APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Jeffrey Caruth, USA.

NuEra est destiné à être utilisé uniquement par des médecins qualifiés et peut présenter certains risques tels que chaleur, érythème transitoire et léger gonflement. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour une liste complète des indications, contre-indications et risques.



# Stellar M22

Shine on

## Une puissante plateforme esthétique multi-application

Plateforme modulaire multi-application pour le traitement de plus de 30 affections cutanées et pour l'épilation.

Stellar™ IPL



ResurFX™



Multi-Spot™ Nd:YAG



Q-Switched Nd:YAG



### Stellar™ IPL

- › Technologie d'impulsion optimale (OPT™)
- › Pièce à main unique avec filtres et guides de lumière remplaçables

### ResurFX™

- › La seule véritable technologie fractionnelle non ablatif, dotée du dispositif de balayage CoolScan™
- › Aucun consommable

### Multi-Spot™ Nd:YAG

- › Avec impulsions multi-séquentielles (MSP™)
- › 3 guides de lumière de différente taille, remplaçables en quelques secondes

### Q-Switched Nd:YAG

- › Profil à faisceau en forme de chapeau haut de forme distribuant l'énergie de manière homogène
- › Pour le raffermissement de la peau par traitement des lésions pigmentées, l'ablation des tatouages foncés et les traitements combinés

PHOTORAJEUNISSEMENT

LÉSIONS PIGMENTAIRES ET VASCULAIRES

ROSACÉE

VEINES DES JAMBES

RESURFAÇAGE CUTANÉ FRACTIONNEL NON ABLATIF

STRIES

ACNÉ

ET PLUS

#### Traitement de la rosacée par IPL



AVANT



APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Gilly Munavalli.

#### Resurfaçage cutané par ResurFX



AVANT



APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Matteo Tretti Clementoni.

#### Traitement photofractionnel™ par IPL et ResurFX



AVANT



APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Matteo Tretti Clementoni.

#### Traitement des veines de jambes par Nd:YAG



AVANT



APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Jose Miguel Montero Garcia.

Stellar M22 est destiné à être utilisé uniquement par des médecins qualifiés et peut présenter certains risques tels que des œdèmes ou des érythèmes. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir la liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques.



## Le seul véritable traitement fractionnel non ablatif

ResurFX™ est un appareil de traitement avancé équipé d'une fibre laser de 1565 nm pour un véritable resurfaçage fractionnel non ablatif de la peau. Son sophistiqué dispositif de balayage CoolScan™ vous permet de traiter plus de types de patients avec de meilleurs résultats. Et ce, sans AUCUN élément jetable.



### Technologie CoolScan™

- › Doté d'un algorithme breveté de balayage non séquentiel pour délivrer l'énergie de manière précise et homogène
- › Refroidissement continu par contact

### Paramètres de traitement

- › Plus de 600 combinaisons de forme, de taille, de densité et d'énergie

### Un seul passage suffit

- › Efficace et rapide, jusqu'à 20 % de couverture en un seul balayage

### Rentable

- › AUCUN élément jetable

RESURFAÇAGE CUTANÉ FRACTIONNEL NON ABLATIF

CICATRICES

STRIES

RÉDUCTION DES RIDES

MÉLASMA

DYSCHROMIE

#### Resurfaçage cutané par ResurFX™



Avec l'aimable autorisation du Dr Matteo Tretti Clementoni.

#### Resurfaçage cutané par ResurFX™



Avec l'aimable autorisation du Dr Matteo Tretti Clementoni.

#### Resurfaçage cutané par ResurFX™



Avec l'aimable autorisation du Dr Mitchel P. Goldman.

#### Resurfaçage cutané par ResurFX™



Avec l'aimable autorisation du Dr Thierry Fusade.

ResurFX est destiné à être utilisé uniquement par des médecins qualifiés et peut présenter certains risques tels que des œdèmes ou des érythèmes. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques.



# UltraPulse

## Le laser CO<sub>2</sub> le plus puissant en médecine esthétique

UltraPulse® peut pénétrer plus profondément que tout autre laser CO<sub>2</sub> esthétique. La grande polyvalence du laser UltraPulse® en fait un système parfaitement adapté aussi bien aux procédures routinières qu'aux traitements des lésions plus épaisses et plus complexes.

DeepFX™  
SCAAR FX™

ActiveFX™ (CPG)



### Modes fractionnels DeepFX™ | ActiveFX™

- › Excellente polyvalence et précision pour tous vos besoins de resurfaçage
- › Technologie CoolScan™ pour un meilleur confort du patient

### L'impact le plus profond grâce au mode SCAAR FX™

- › Jusqu'à 4 mm en une seule impulsion
- › Meilleur traitement disponible pour les lésions épaisses et profondes

### Rapport ablation/coagulation exceptionnel

- › Résultats cliniques optimaux associés à un contrôle de la chaleur résiduelle
- › Efficacité prouvée dans des dizaines d'études cliniques et de publications scientifiques

### La durée d'impulsion la plus courte

- › Plus rapide que le temps de relaxation des tissus
- › Minimisation des dommages thermiques

RESURFAÇAGE ABLATIF (FRACTIONNEL)

RIDES PROFONDES ET PIGMENTATION INÉGALE

CICATRICES D'ACNÉ

CICATRICES CHIRURGICALES

RIDES PROFONDES

BLÉPHAROPLASTIE

SCAAR FX

#### Resurfaçage cutané périorbital



Avec l'aimable autorisation du Dr J. Kevin Duplechain.

#### Resurfaçage cutané profond



Avec l'aimable autorisation du Dr Suzanne L. Kilmer.

#### Révision de cicatrice



Avec l'aimable autorisation du Dr Jill S. Waibel.

#### Révision de cicatrice



Avec l'aimable autorisation du Dr Jill S. Waibel.

Les lasers CO<sub>2</sub> sont destinés à être utilisés uniquement par des médecins qualifiés et peuvent présenter certains risques tels qu'une modification de la pigmentation, des infections, des érythèmes ou des indurations cutanées. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques.



## Plateforme laser CO<sub>2</sub>

### MultiMode™ SuperPulse™

Une plateforme complète pour le resurfaçage ablatif : votre porte d'entrée dans l'avenir des solutions esthétiques et de santé féminine.



AcuScan120™



SurgiTouch™



### Technologie SuperPulse™

- › Rapport ablation/coagulation exceptionnel
- › Permet d'atteindre la profondeur de traitement souhaitée en une seule impulsion

### Durée d'impulsion courte

- › Amélioration du confort du patient
- › Minimisation des dommages thermiques

### 11 modes de traitement intégrés

- › Polyvalence maximale avec seulement 2 scanners
- › Contrôle complet des paramètres pour les utilisateurs avancés

### Interface utilisateur intuitive

- › Configuration facile et traitements rapides
- › Préréglages utilisateur pour le lancement du traitement en un seul clic

RESURFAÇAGE ABLATIF (FRACTIONNEL)

RIDES PROFONDES ET PIGMENTATION IRRÉGULIÈRE

CICATRICES D'ACNÉ


CICATRICES CHIRURGICALES

RIDES PROFONDES

BLÉPHAROPLASTIE

SANTÉ FÉMININE

### Suppression des tissus mous (grains de beauté)



Avec l'aimable autorisation de Dr Nariaki Miyata.

### Blépharoplastie des paupières supérieures et resurfaçage des paupières inférieures



Avec l'aimable autorisation du Dr Girish Munavalli.

### Resurfaçage cutané



Avec l'aimable autorisation de Dr Girish Munavalli.

### Resurfaçage cutané



Avec l'aimable autorisation du Dr Rafael Nunes.

Les lasers CO<sub>2</sub> sont destinés à être utilisés uniquement par des médecins qualifiés et peuvent présenter certains risques tels qu'une modification de la pigmentation, une infection, un érythème ou une induration cutanée. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir la liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques.



## FemTouch™ d'AcuPulse™

FemTouch™ est un traitement ambulatoire, non invasif et non hormonal, destiné à améliorer la santé des femmes et à restaurer leur confiance et leur bien-être.



### RAPIDE

- La procédure ne prend que quelques minutes

### EFFICACE

- Des résultats visibles dès le premier traitement

### SIMPLE


- Aucune anesthésie ni soins spéciaux après la procédure ne sont nécessaires

### PRÉCIS

- Contrôle total de la profondeur d'ablation et de coagulation

## SANTÉ FÉMININE

### Résultats durables



\* Scott Evan Eder, M. Effet précoce du traitement au laser CO<sub>2</sub> fractionnel chez les femmes post-ménopausées présentant une atrophie vaginale. *Laser Therapy* 27.1 : 41-47, 2018

Amélioration significative du VHIS. Un changement a été constaté dès le premier traitement et l'amélioration s'est poursuivie tout au long des séries de traitement. Les résultats se sont maintenus sur une période de suivi de 6 mois.

Les lasers CO<sub>2</sub> sont destinés à être utilisés uniquement par des médecins qualifiés et peuvent présenter certains risques, tels qu'une modification de la pigmentation, une infection, un érythème ou une induration cutanée. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour une liste complète des utilisations prévues, des contre-indications et des risques.

# Votre parcours avec Lumenis ne fait que commencer.

Nous souhaitons que votre entreprise se développe avec Lumenis. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme d'assistance qui commence dès la première conversation et qui vous accompagnera jusqu'à ce que votre entreprise commence à en voir les bénéfices. Nous vous proposons un programme d'assistance qui vous permet de bénéficier de toute la formation dont vous avez besoin et de recevoir le matériel clinique le plus à jour.



## Localisateurs de praticiens Lumenis

Des milliers de patients recherchent des prestataires de soins chaque mois. Aidez-les à trouver votre clinique en inscrivant votre cabinet sur Lumenis Practice Locator. Nous menons des campagnes par le biais d'influenceurs, de médias sociaux et de vidéos virales pour promouvoir ce répertoire.



## Lumenis en ligne

Les consommateurs se posent de nombreuses questions sur l'esthétique. Nos sites Web destinés aux patients leur donneront l'assurance et la confiance dont ils ont besoin pour aller de l'avant avec les traitements.



## Formation de l'équipe

Nous installons le système et formons votre personnel, afin qu'il soit en mesure d'évaluer les types et les conditions de peau, et de créer le plan de traitement parfait pour chaque patient. Notre formation clinique experte permettra à votre personnel de gérer les consultations et les traitements en toute confiance.



## Votre ressource la plus précieuse

Votre représentant dédié est à portée d'un courriel, d'un SMS ou d'un appel téléphonique. Nous souhaitons que vous ayez le sentiment de faire partie de la famille Lumenis, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous ferons toujours de notre mieux pour vous répondre dans les 24 heures.



## Brandez votre clinique

En tant que client de Lumenis, vous aurez accès au portail des médecins de Lumenis. Vous y trouverez des documents tels que des brochures et des affiches. Vous aurez également accès à une multitude d'informations cliniques et de produits.



## Vaste réseau de services

Nous nous engageons à fournir un service complet et de haute qualité pour la réparation et la maintenance des équipements médicaux. Le service de Lumenis vous apporte la tranquillité d'esprit, afin que vous puissiez vous concentrer sur les soins aux patients, plutôt que sur l'équipement.



#### AMÉRIQUES

San Jose, CA, USA  
T +1 408 764 3000  
F +1 408 764 3999

#### EMEA

Roma, Italy Hertfordshire, UK  
T +39 06 90 75 230 T +44 20 8736 4110  
F +39 06 90 75 269 F +44 20 8736 4119

#### JAPON

Tokyo, Japon  
T +81 3 4431 8300  
F +81 3 4431 8301

#### ASIE-PACIFIQUE

Beijing, China  
T +86 10 5737 6677  
F +86 10 5737 6767

Kowloon, Hong Kong  
T +852 217 428 00  
F +852 272 251 51

Gurgaon, India  
T +91 124 422 0795

Melbourne, Australia  
T +61 3 9863 7822

 Pollogen Ltd.  
6 Kaufman St.,  
PO Box 50320,  
Tel Aviv 6801298 Israël

 Focus Medical, LLC  
23 Francis J. Clarke Circle  
Bethel, CT 06801

 **Lumenis**<sup>®</sup>  
Energy to Healthcare

 Bios S.r.l.s.u.  
Via Guido Rossa  
10/12 - 20090  
Vimodrone (MI) - Italie  
T +39 02 27304275

 **0476** Pour les produits:  
SPLENDOR X et NuEra tight

 Lumenis Ltd.  
Yokneam Industrial Park  
6 Hakidma Street P.O.B. 240  
Yokneam 2069204, Israël  
Tel: +972-4-959-9000

 **0483** Pour les produits  
LightSheer Desire, LightSheer duet, AcuPulse, UltraPulse,  
M22, ReaurFX and FemTouch

 Lumenis (Germany) GmbH  
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303  
Dreieich-Dreieichenhain  
ALLEMAGNE  
Tel: +49 (0) 6103 8335 0

Rx ONLY

PB-1006120UK-F Rev B